



New

# camlog

## K-シリーズが登場しました

ALTA-DENT NEWS vol.002

# インプレッションポスト

## クローズドトレイ用/オープントレイ用に関するお知らせ

K-シリーズインプラントの印象採得には、K-シリーズインプラントのカム形状に合ったK-シリーズ用のインプレッションポストが各種用意されています。



※K-シリーズインプラントの印象採得時は必ずK-シリーズ用のインプレッションポストを使用してください。

### カムログスクリューインプラントK-シリーズに使用できる印象ポスト

- K2121.XXXX インプレッションポスト オープントレイ
- K2119.XXXX インプレッションポスト PS オープントレイ
- K2110.XXXX\* インプレッションポスト クローズドトレイ
- K2109.XXXX\* インプレッションポスト PS クローズドトレイ

(写真左から右へ)

\*トランスファーキャップ(J2111.XXXX)・バイトレジストレーションキャップ(J2112.XXXX)は従来の物が使用できます



製造販売業者 株式会社アルタデント

本社 〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目8-31 第三東洋ビル2F TEL (06)6377-2221 FAX (06)6377-2223  
東京支社 〒108-0072 東京都港区白金1-25-20 プレシースビル本館4F TEL (03)5420-2290 FAX (03)5420-4790  
製造業者 ALTATEC GmbH Maybachstr5, 71229Wimsheim, Germany  
02142011

医療機器届出番号: 27B1X00027000069  
27B1X00027000091

# camlog

ALTA-DENT 株式会社 アルタデント

www.alta-dent.com