

New!!

多くのご要望に応え、プログレッシブラインに“プロモートタイプ”が登場!

カムログ プログレッシブライン プロモート

プロモートサーフェス

サンドブラスト・酸エッチングのプロモートサーフェスは、長期の優れた臨床成績と科学的所見によって裏付けられています。

パラレルウォール セクション

垂直ポジションのフレキシビリティ

先端までのスレッド

即時埋入に理想的な形状

1.4mmの機械研磨されたインプラントネック部分(カムログ)

より深くなった鋸状のスレッド

- ・深く食い込むネジ山
- ・軸方向の力を最大限に分散
- ・意図的な骨圧縮

コニカルエリア

- ・優れた一次安定性
- ・骨量が少ない領域での直径低減



Since 1999

カムログインプラント

プロモート(機械研磨面1.4mm)は、発売以来、その安全性や使いやすさにおいて、多くの臨床家に使用され続けているシステムです。



3つのカムグループを備えたチューブインチューブ連結。

New!!



プロモートプラス



プロモート

プログレッシブライン プロモート

- 実績あるプログレッシブラインの外形デザインに、1.4mmの機械研磨されたインプラントネックを組み合わせました。
- 即時埋入から粗造面へのアプローチ、長期安定に至る治療プロトコルをサポートします。
- 表面性状は、長期にわたる「サンドブラスト&酸エッチングによるプロモートサーフェス」を引き続き採用しています。
- アピカル部がテーパ形状で、スレッドはApex(先端)まで続いています。これにより即時埋入や、骨量が限られた部位でも高い初期固定が得られます。
- 外科ドリルプロトコルは、骨質など臨床状況に応じて調整可能です。

ドリル&埋入深度プロトコル



カムログインプラント プログレッシブライン 医療機器承認番号【高度】30100BZX00215000
コーンログインプラント プログレッシブライン 医療機器承認番号【高度】30100BZX00204000
インプラントドリル プログレッシブライン 医療機器届出番号【一般】27B1X00027000161