

New!!

## カムログ プログレッシブライン プロモート

カムログインプラント プログレッシブラインに、待望の**1.4mm** 機械研磨プロモートタイプが新登場!

Camlog Implant - New Type

症例に合わせて選べる4タイプ  
プログレッシブライン プロモート

- ✓ 実績のあるPL(プログレッシブライン)デザイン +1.4mmの機械研磨ネック
- ✓ 即時埋入～長期安定まで、あらゆる治療フェーズに
- ✓ 先端までのスレッドで骨量が少ない部位でも高い初期固定
- ✓ プロモートサーフェス(サンドブラスト・酸エッチング)で、長期的な骨形成を実現
- ✓ 骨質に応じた外科ドリルプロトコルの調整が可能

プログレッシブライン プロモート  
発売記念キャンペーン実施中!!

キャンペーンチラシをご覧ください!

カムログインプラント K-シリーズ 医療機器承認番号【高度】22200BZX00868000  
カムログインプラント プログレッシブライン 医療機器承認番号【高度】30100BZX00215000

New!!

## カムログ/コーンログ OD Secure システム


インプラント義歯固定を更にシンプルに!

- ✓ OD Secure は、傾斜角度が最大50°まで補正可能
- ✓ カムログHEXドライバーで、インプラントへの着脱が可能
- ✓ マルチユニットアバットメントへの装着が可能 (OD Secure アタッチメント)
- ✓ 患者様の長期QOLをサポートするトータル設計

詳しくは、製品リーフレットを  
ご覧ください。

Attachment/abutment - New

OD Secure システム  
オーディセキュア



カムログ OD Secure アバットメント 医療機器承認番号【高度】30800BZX00062000  
コーンログ OD Secure アバットメント 医療機器承認番号【高度】30800BZX00063000  
カムログ マルチユニットアバットメント 医療機器承認番号【高度】30700BZX00191000

すべての人の、ストレスフリーをめざして

Doctor

症例に合ったインプラントを  
自信を持って選択

Technician

補綴設計がしやすい  
アバットメント形状

Staff

シンプルな器材管理で  
業務効率アップ

Patient

長期にわたる安定した  
QOLを実現

New!!

## Dr. Martin Gollner (マーティン ゴルナー) 来日セミナー & 講演会 レポート! 「スタッカブルガイド」を満喫できた2日間



3/21 & 22の二日間、ドイツの開業医、Dr. Martin Gollnerが来日し、審美・デジタル・補綴・外科などあらゆる面から総合的なアプローチを、ハンズオン (3/21) およびプレゼン (3/22) にて披露していただきました。東京のアルタデント研修室で行われたハンズオンでは、30名を超える先生方・技工士の方々が「スタッカブルガイド」を使用し、軟組織マネジメント、アンカーピン設置方法からインプラント埋入実習、そしてアンカーピン位置を利用したプロビジョナルレストレーション、テンポラリーシリンドラーの接着など「スタッカブルガイド」を体感され知識を深めました。

2日目の御茶ノ水ソラシティで開催された講演会では、ナチュラルヘッドポジションを考慮したトップダウントリートメントの考え方、FP1など補綴分類に応じた判断基準などを踏まえたインプラントタイプの選択基準やポジションなどを、文献を引用しわかりやすくプレゼンされ、多くの参加者がその話に引き込まれていました。特にマルチユニットアバットメントを使用することを想定したインプラント体の垂直的な位置の考え方は、2日間を通してのトピックでした。『患者が何を望んでいるのか?』を考慮することを力強くお話されていたのが心に残りました。



## Alta-Dent イベント インフォメーション

(スタッカブルガイド、マルチユニット関連イベント)



ドイツ・フライブルク大学研修 & Camlogファクトリー見学



Ramon Gomez 先生来日記念ハンズオンセミナー & 講演会

詳細はこちら



お申込みはこちら  
6/24~26 ドイツ研修



詳細はこちら



お申込みはこちら

8/1(土)ハンズオン



8/2(日)講演会



ALTA DENT CORPORATION 株式会社 アルタデント

FL.0397.202604.01

本社 / 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-8-31 第三東洋ビル 2F TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223  
東京オフィス / 〒106-0047 東京都港区南麻布 2-14-19 オキノビル 3F  
福岡オフィス / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-9-29 ローズモント・フレア博多駅東 1003  
www.alta-dent.com