

New!!

camlog

コーンログ

チタンベース CAD/CAM

豊富なサイズがラインアップ。さらに使いやすく。

GH 3.0 mm & 4.0 mm が追加されました!

豊富なラインナップで適切な
エマージェンスプロファイル
のデザインが可能に
理想的な歯肉ラインの付与を叶えます。



補綴マージンを最適化

充実したGH選択肢により、理想的な補綴
設計を可能にします。



GH 0.8 mm



GH 2.0 mm



GH 3.0 mm



GH 4.0 mm



4.7mm



4.7mmのチムニー

従来からの安定した形状。
CERECワークフローに対応の形状で、
穴あきブロックでの単冠修復に便利。

様々な症例に対応 ジャストフィットな形態

最適なGHを選択することで補綴操作性と
審美性を飛躍的に向上させます。



New

	タイプ	GH
コーンログ	クラウン	3.0/4.0

画像はイメージです。

製品一覧(コーンログ)

	商品名	商品コード	Ø	GH
 4.7mm GH 0.8 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	C2242.3308	3.3 mm	0.8 mm
		C2242.3808	3.8 mm	
		C2242.4308	4.3 mm	
		C2242.5008	5.0 mm	
 4.7mm GH 2.0 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	C2242.3320	3.3 mm	2.0 mm
		C2242.3820	3.8 mm	
		C2242.4320	4.3 mm	
		C2242.5020	5.0 mm	
New  4.7mm GH 3.0 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	C2242.3330	3.3 mm	3.0 mm
		C2242.3830	3.8 mm	
		C2242.4330	4.3 mm	
		C2242.5030	5.0 mm	
New  4.7mm GH 4.0 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	C2242.3340	3.3 mm	4.0 mm
		C2242.3840	3.8 mm	
		C2242.4340	4.3 mm	
		C2242.5040	5.0 mm	
 4.0 mm GH 0.8 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM ブリッジ スクリュー・ボンディングエイド付	C2342.3308	3.3 mm	0.8 mm
		C2342.3808	3.8 mm	
		C2342.4308	4.3 mm	
		C2342.5008	5.0 mm	
 4.0 mm GH 2.0 mm	コーンログ チタンベースCAD/CAM ブリッジ スクリュー・ボンディングエイド付	C2342.3320	3.3 mm	2.0 mm
		C2342.3820	3.8 mm	
		C2342.4320	4.3 mm	
		C2342.5020	5.0 mm	

デジタルワークフロー



※注) sironaスキャンボディはDentsplysirona社より入手できます。
 新しく追加されたGHはカムログおよびコーンログ スキャンポストに対応していません。詳細はお問合せください。

製品一覧(カムログ)

		商品名	商品コード	Ø	GH
<div>GH 0.3 mm ※</div> <div>4.7mm</div> <div></div> <div>※Ø 3.3mmのGHは、0.4 mmです。</div>	カムログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2244.3348	3.3 mm	0.4 mm	
		K2244.3848	3.8 mm	0.3 mm	
		K2244.4348	4.3 mm		
		K2244.5048	5.0 mm		
		K2244.6048	6.0 mm		
New	カムログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2244.3315	3.3 mm	1.5 mm	
		K2244.3815	3.8 mm		
		K2244.4315	4.3 mm		
		K2244.5015	5.0 mm		
New	カムログ チタンベースCAD/CAM クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2244.3330	3.3 mm	3.0 mm	
		K2244.3830	3.8 mm		
		K2244.4330	4.3 mm		
		K2244.5030	5.0 mm		
<div>GH 0.4 mm</div> <div>4.0 mm</div> <div>4.3</div> <div></div>	カムログ チタンベースCAD/CAM ブリッジ スクリュー・ボンディングエイド付	J2344.3348	3.3 mm	0.4 mm	
		J2344.3848	3.8 mm		
		J2344.4348	4.3 mm		
		J2344.5048	5.0 mm		
		J2344.6048	6.0 mm		
<div>GH 0.8 mm</div> <div>4.7mm</div> <div></div> <div>PS</div>	カムログ チタンベースCAD/CAM PS クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2210.3808	3.8 mm	0.8 mm	
		K2210.4308	4.3 mm		
		K2210.5008	5.0 mm		
New	カムログ チタンベースCAD/CAM PS クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2210.3815	3.8 mm	1.5 mm	
		K2210.4315	4.3 mm		
		K2210.5015	5.0 mm		
New	カムログ チタンベースCAD/CAM PS クラウン スクリュー・ボンディングエイド付	K2210.3830	3.8 mm	3.0 mm	
		K2210.4330	4.3 mm		
		K2210.5030	5.0 mm		

CADライブラリ



備考：すべてスクリュー・ボンディングエイド付
使用素材：チタン合金
歯肉高 (GH) :
カムログ 1.5 / 3.0 mm
カムログPS 1.5 / 3.0 mm
コーンログ 3.0 / 4.0 mm
が新たに追加されました。

チタンベースアバットメント CAD/CAMのジオメトリーは、
主だった歯科用CADシステム用ライブラリとして入手可能です。
ライブラリは無料でダウンロードできます。
www.camlog.com/en/service/media-center/cad-libraries

New!!

camlog

カムログ

チタンベース CAD/CAM

豊富なサイズがラインナップ。さらに使いやすく。

GH 1.5 mm & 3.0 mm が追加されました!

CAD/CAMデザインをサポートする、
最適なGHセクション

部位に応じたエマージェンス
プロファイルに対応。
多彩なGHセクションにより、
部位や歯肉の厚みに捉われない
フレキシブルな補綴設計と確実な
マージン設定を実現します。



様々な臨床シーンへ、
最適にアプローチ

トラブルリスクの低減。
ジルコニア修復に優しい設計が可能。



GH 0.3 mm GH 1.5 mm GH 3.0 mm
※

※ $\varnothing$ 3.3mmのGHは、0.4 mmです。

4.7mm

4.7mmのチムニー

従来からの安定した形状。
CERECワークフローに対応の形状で、
穴あきブロックでの単冠修復に便利。

精確なカム構造に、自由な高さの設定
の選択肢を

3つのカムによる確実な着脱性と回転防止性能
を保持。歯肉高に合わせたバリエーション追加
で、設計の自由度がさらに高まります。



New	タイプ	GH
カムログ	クラウン	1.5/3.0
	PSクラウン	1.5/3.0

画像はイメージです。

ALTA DENT 株式会社 アルタデント

FL0426.202608.01

大阪オフィス / 〒530-0012 大阪市北区芝田 2-8-31 第三東洋ビル 2F TEL 06-6377-2221
東京オフィス / 〒106-0047 東京都港区南麻布 2-14-19 オキノビル 3F
福岡オフィス / 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-9-29 ローズモント・フレア博多駅東 1003
www.alta-dent.com

