


# Tunneling Instrument Set

トンネリングインスツルメントセット

トンネリングテクニックでの軟組織の移植をより簡便に行うことができるセットが新発売!!

いままで、歯肉退縮への効果的なアプローチや、より侵襲の少ない方法の実践をお考えの先生方は必見です。TRINOVOのハンドル仕様のインスツルメントがラインアップされたこのトンネリングインスツルメントセット内容は以下の通りです。



## セット内容

- 3189** トンネリングインスツルメント直
- 3190** トンネリングインスツルメント曲
- 6747** マイクロブレードホルダー
- 7660TC** ニードルホルダーカストロピージョ直14cm
- 7545** ペリオプローブCP15
- 4103** ピンセットCORN

## セット内容詳細



- 3189** トンネリングインスツルメント直
- 3190** トンネリングインスツルメント曲

パウチ形成の際に適した小型な形状でアングルおよびストレートの2種類




- 6747** マイクロブレードホルダー

歯根端切除など、視野が限られているケースなどにも使用されるマイクロブレード用のブレードホルダーです (ブレードは別売)



- 7660TC** ニードルホルダーカストロピージョ直14cm

定番のニードルホルダーの TRINOVO グリップバージョン。清掃性だけでなく、使用感もアップ



- 7545** ペリオプローブCP15

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 の目盛りがついており、パウチ形成のサイズや、必要な移植片の大きさの測定など、オペ時のあらゆる場面で重宝します。



- 4103** ピンセットCORN

先端部に注目してください。軟組織は把持したまま、縫合を行うことができる優れモノ



**TRINOVOグリップ**  
清掃性と機能性の両面から力を発揮する kohler の新グリップ形状!!  
一度お試しください